


Домашний лимфодренажный аппарат

Doctor life Ace Premium

Это эффективный аппарат прессотерапии от известного Корейского производителя, прибор с передовыми технологиями для лечения и профилактики многих распространенных заболеваний. Массажер Doctor life Ace избавит владельца от отечности, целлюлита и лишнего веса, тяжести и напряжения в ногах, устраняет лишнюю жидкость из тканей, нормализует циркуляцию крови и лимфы, стимулирует обмен веществ, повышает тонус мышечной ткани, укрепляет иммунитет. Аппарат является выгодным вложением в здоровье и может использоваться всей семьей. Четыре массажные камеры оказывают эффективное воздействие на каждый сантиметр ваших ног, охватывая своей работой бедра, колени, голени и ступни.

Характеристики: Режим работы

*



*Новая функция — регулировка давления в каждой отдельной камере, заключается в том, что можно с осторожностью и вниманием подойти к лимфодренажному массажу разных частей тела и настраивать их под себя.



* Регулятор продолжительности сеанса (от 0 - 30 мин.)

Встроенный датчик давления для выставления давления (от 20 - 240мм.рт.ст.) *

* Компактный компрессор.

* Превосходное качество, стильный и эргономичный дизайн.

Стандартная комплектация:

*Одна четырех секционная ботфорты (манжета до бедра) Размер: L (60 x 74 см)

*Двойной воздуховод с клапанами

*Массажные стельки

* Компрессор и эл. кабель.

Размеры:

* Размер ботфорта (мм) - 740 x 600 входит в комплект.

* Размер рукава (мм) - 860 x 500 (опция не входит в комплект)

* Размер пояса (мм) -1290 x 380 (опция не входит в комплект)

Показания:

* Профилактика венозной недостаточности

Терапия варикоза.*

* Массаж ног

* Профилактика простатита

* Лежачим больным после операции, травм позвоночника

* При ослаблении циркуляции крови

* При физических нагрузках, слабости, утомлении, стрессовых ситуациях

* Для повышения тонуса ,восстановления эластичности , упругости кожи

* После липосакции

* При мастэктомии

* При синдроме «усталых ног», тяжести в ногах, для коррекции фигуры, при проблемной коже

* При целлюлите

Рекомендовано проводить сеанс один или два раза в день (согласно рекомендации врача)

Противопоказания указаны в дополнительном приложении

Основные атрибуты

Страна производитель: Южная Корея

Применение: Прессотерапия

Область применения: Ноги

Цвет: Белый

Напряжение сети: 220 V

Высота: 290.0 (мм)

Длина: 240.0 (мм)

Ширина: 120.0 (мм)

Вес аппарата: 2.5 (кг)

Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения

Бесплатное гарантийное обслуживание производится только по адресу:

Тель Авив ул. Бен Цви 84 , 6 этаж, кабинет 654.

Стоимость гарантийного обслуживания на дому- 150 шекелей.